

POLYTECH

Catálogo de productos para la Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva

Nº 25
Junio 2020

Made in
Germany

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH es un fabricante líder a nivel mundial de implantes de tejido blando. Desde su fundación en 1986, la compañía ha desarrollado una amplia gama de productos para la cirugía plástica estética y reconstructiva.

Tanto las plantas de producción como la sede de la empresa se encuentran en Dieburg, cerca de Fráncfort, en Alemania. Los departamentos de fabricación, esterilización, control de calidad e investigación y desarrollo aseguran una calidad y una eficiencia siempre altas.

POLYTECH Health & Aesthetics ofrece una amplia gama de implantes para la corrección del contorno corporal. Además de los implantes de mama, nuestra oferta incluye también implantes para los pectorales, glúteos, testículos y pantorrillas, así como una amplia selección de expansores mamarios y de piel. Los implantes hechos a medida, corsés para terapia de compresión y productos para el tratamiento de cicatrices complementan nuestro amplio catálogo de artículos para la cirugía plástica estética y reconstructiva.

En **POLYTECH Health & Aesthetics**, estamos especializados en implantes mamarios rellenos de gel de silicona con diferentes superficies. Ofrecemos implantes con superficies microtexturizadas (EN ISO 14607: 2018) como MESMO® y POLYtxt® además de implantes revestidos con espuma de micropoliuretano, una superficie que en POLYTECH llamamos Microthane®. También ofrecemos los implantes POLYsmoooth™ (superficie lisa).

Desde 1995, **POLYTECH Health & Aesthetics** ha aplicado y certificado un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 13485. De esta manera aseguramos el cumplimiento, el control y la verificación constante de los estándares para la selección de los materiales, el desarrollo de los productos, la fabricación, la esterilización, el control de la calidad, el almacenamiento necesario y la atención al cliente.

Los productos fabricados por **POLYTECH Health & Aesthetics** en Dieburg están aprobados por nuestro organismo notificado y poseen la marca **CE**. Esto significa que nuestros productos cumplen con todos los estándares requeridos para los dispositivos médicos en Europa.

En **POLYTECH Health & Aesthetics**, la innovación es el motivo clave de nuestra tecnología en implantes mamarios. Sumando a la producción de implantes mamarios convencionales, ofrecemos soluciones como B-Lite®, implantes de hasta un 30% más ligeros que los implantes habituales. Encontrará más información en nuestro catálogo de productos B-Lite®. **POLYTECH Health & Aesthetics** sobresale en la prestación de servicios de primera clase y de productos de alta calidad.

Implantes mamarios

Nuestras superficies	7
Clasificación ISO y etiquetado	8
SublimeLine® y proyecciones	10
Implantes mamarios - Sinopsis	11-13

Implantes mamarios MESMO® 14-20

y medidores lisos

SublimeLine®

Même® SL LP	Proyección baja	14
Même® SL MP	Proyección moderada	14
Même® SL HP	Proyección alta	15
Même® SL XP	Proyección extra alta	15

Replicon® SL MP	Proyección moderada	16
Replicon® SL HP	Proyección alta	16
Replicon® SL XP	Proyección extra alta	17

Opticon® SL MP	Proyección moderada	18
Opticon® SL HP	Proyección alta	18
Opticon® SL XP	Proyección extra alta	19

Optimam® SL MP	Proyección moderada	20
Optimam® SL HP	Proyección alta	20

Implantes mamarios Microthane®

22-29

y medidores lisos

SublimeLine®

Même® SL LP

Proyección baja

22

Même® SL MP

Proyección moderada

22

Même® SL HP

Proyección alta

23

Même® SL XP

Proyección extra alta

23

Replicon® SL LP

Proyección baja

24

Replicon® SL MP

Proyección moderada

24

Replicon® SL HP

Proyección alta

25

Replicon® SL XP

Proyección extra alta

25

Opticon® SL LP

Proyección baja

26

Opticon® SL MP

Proyección moderada

26

Opticon® SL HP

Proyección alta

27

Opticon® SL XP

Proyección extra alta

27

Optimam® SL MP

Proyección moderada

28

Optimam® SL HP

Proyección alta

28

Optimam® SL XP

Proyección extra alta

29

Diagon\Gel® 4Two Microthane®

30-31

y medidores lisos

4Two AR HP

Proyección alta

30

4Two AR XP

Proyección extra alta

30

4Two AO HP

Proyección alta

31

4Two AO XP

Proyección extra alta

31

Implantes mamarios POLYtxt®

32-39

y medidores lisos

SublimeLine®

Même® SL LP

Proyección baja

32

Même® SL MP

Proyección moderada

32

Même® SL HP

Proyección alta

33

Même® SL XP

Proyección extra alta

33

Replicon® SL LP

Proyección baja

34

Replicon® SL MP

Proyección moderada

34

Replicon® SL HP

Proyección alta

35

Replicon® SL XP

Proyección extra alta

35

Opticon® SL LP

Proyección baja

36

Opticon® SL MP

Proyección moderada

36

Opticon® SL HP

Proyección alta

37

Opticon® SL XP

Proyección extra alta

37

Optimam® SL MP

Proyección moderada

38

Optimam® SL HP

Proyección alta

38

Optimam® SL XP

Proyección extra alta

39

Diagon\Gel® 4Two POLYtxt®

40-41

y medidores lisos

4Two AR HP

Proyección alta

40

4Two AR XP

Proyección extra alta

40

4Two AO HP

Proyección alta

41

4Two AO XP

Proyección extra alta

41

Implantes mamarios POLYsmoooth™

42-43

y medidores lisos

SublimeLine®

Même® SL LP

Proyección baja

42

Même® SL MP

Proyección moderada

42

Même® SL HP

Proyección alta

43

Même® SL XP

Proyección extra alta

43

Manga de inserción para implantes mamarios

POLYSleeve™

44

Expansores	45-49
Válvula remota Ø 11mm	45
Expansores mamarios	
Expansores mamarios SublimeLine® con válvula remota	45
Expansores mamarios SublimeLine® con válvula magnética integrada....	46
Expansores mamarios MeshForce™	47
Expansores de tejido	
Expansores de tejido semilunares	48
Expansores de tejido rectangulares	48
Expansores de tejido redondos	49
Implantes o expansores hechos a medida.....	50
Implantes de contorno corporal	51-54
Implantes faciales	51-52
Implantes testiculares	52
Implantes de glúteos	53
Implantes de pantorrilla	54
Implantes pectorales	54
Otros productos	55-57
Tratamiento de cicatrices	
Gel de silicona	55
Hojas de gel de silicona	55
Terapia de compresión	
Corsés con copas	56
Corsés sin copas	56
Venda mamaria Compressa™	57

Las superficies de los implantes **POLYTECH** y su clasificación ISO

MESMO®

Una superficie del implante finamente microtexturizada que combina las ventajas de los implantes lisos y los texturizados. Los índices de contractura capsular de los implantes MESMO® son bajos¹. Los implantes con la superficie MESMO® son una buena alternativa a los implantes lisos, porque hasta Junio de 2020 no se ha registrado ningún caso de BIA-ALCL con implantes MESMO®.

Microthane®


Microthane® es el nombre patentado de la superficie revestida con espuma de micropoliuretano de POLYTECH. Esta superficie única actúa como una matriz 3D de poros abiertos, que funciona a modo de andamiaje tisular permitiendo el crecimiento del tejido en el interior del revestimiento del implante. Esta superficie es conocida por su fiabilidad, y ha demostrado unos índices muy bajos de contractura capsular tanto en el aumento primario¹, como también en la reconstrucción en dos fases con expansor e implante, incluso con radiación². Debido a sus características especiales, esta superficie no puede ser clasificada dentro de la norma EN ISO 14607 : 2018.

POLYtxt®

La superficie POLYtxt® es una textura estándar que está definida como microtexturizada conforme a la norma EN ISO 14607 : 2018. Es conocida por su fiabilidad en cientos de miles de mujeres.


POLYsmoooth™

Los implantes POLYTECH con superficie lisa son una opción de alta calidad cuando las características del tejido y/o las preferencias del cirujano lo indican o cuando los factores reguladores locales obligan a ello.



1) Implants of Excellence, Annual Survey 2014-2018, POLYTECH, datos en archivo
2) Pompei, Stefano, et al: Polyurethane Implants in 2-Stage Breast Reconstruction: 9-Year Clinical Experience. Aesthetic Surgery Journal, Volume 37, Issue 2, 1 February 2017:171-176, doi.org/10.1093/asj/sjw183

Clasificación ISO y etiquetado



Esta es una explicación de cómo se indican en la caja del implante mamario la superficie, la proyección y la línea de producto.


Explicación	1º - Superficie	2º - Proyección	3º - Línea de producto
MESMO®	Mismo		
Microthane®	M		
POLYtxt®	T		
POLYsmooth™	S		
Baja		L	
Moderada		M	
Alta		H	
Extra alta		X	
SublimeLine®			S



SublimeLine® y proyecciones

Los implantes mamarios **SublimeLine®** están rellenos con EasyFit Gel™, un gel altamente estable y muy cohesivo con "efecto memoria" que proporciona un toque natural combinado con un control excelente de la forma. Todos los implantes mamarios se entregan envasados individualmente y estériles

PROYECCIÓN	Base	PROYECCIÓN			
		Baja L	Moderada M	Alta H	Extra alta X
Même® Base redonda Proyección central					
Replicon® Base redonda Proyección Anatómica					
Opticon® Base corta Proyección Anatómica					
Optimam® Base oblonga Proyección Anatómica					



Relación de proyección / superficie

PROYECCIÓN	PROYECCIÓN / SUPERFICIE			
	Baja L	Moderada M	Alta H	Extra alta X
Même® Base redonda Proyección central				
Replicon® Base redonda Proyección Anatómica				
Opticon® Base corta Proyección Anatómica				
Optimam® Base oblonga Proyección Anatómica				

- MESMO®
- Microthane®
- POLYtxt®
- POLYsmooth™
- Microthane® Diagon\Gel® 4Two
- POLYtxt® Diagon\Gel® 4Two

Implantes mamarios – Sinopsis

Nuestra variedad **POLYTECH**:



MESMO®

CE 0483

El implante MESMO® tiene una superficie finamente texturizada que es más lisa que el implante texturizado estándar. Los implantes con superficie MESMO® se clasifican como microtexturizados (situados en la parte inferior de la escala EN ISO 14607 : 2018) y ofrecen un perfil de episodios adversos muy favorable en cuanto al riesgo de desarrollar contractura capsular y BIA-ALCL. Los implantes MESMO® están rellenos del gel estable EasyFit Gel™. POLYTECH ofrece la superficie MESMO® en 4 diferentes bases y proyecciones, tal y como se muestra en el diagrama inferior.

MESMO®	Base	PROYECCIÓN			
		Baja L	Moderada M	Alta H	Extra alta X
Même® Base redonda Proyección central		 15724	 15725	 15726	 15727
Replicon® Base redonda Proyección Anatómica			 15735	 15736	 15737
Opticon® Base corta Proyección Anatómica			 15745	 15746	 15747
Optimam® Base oblonga Proyección Anatómica			 15775	 15776	

Implantes mamarios – Sinopsis

Microthane®

CE 0483

Microthane® es una superficie revestida con la espuma de micropoliuretano de grado médico de POLYTECH. Esta superficie ha demostrado sus excelentes propiedades durante décadas, como una extraordinaria adhesión al tejido y unos índices mínimos de rotación y de riesgo de desarrollar contractura capsular. Los implantes Microthane® están rellenos del gel estable EasyFit Gel™. POLYTECH ofrece esta superficie en 4 diferentes bases y proyecciones, tal y como se muestra en el diagrama inferior.

Microthane®	Base	PROYECCIÓN			
		Baja L	Moderada M	Alta H	Extra alta X
Même® Base redonda Proyección central		 30724	 30725	 30726	 30727
Replicon® Base redonda Proyección Anatómica		 30734	 30735	 30736	 30737
Opticon® Base corta Proyección Anatómica		 30744	 30745	 30746	 30747
Optimam® Base oblonga Proyección Anatómica			 30775	 30776	 30777

Diagon\Gel® 4Two

CE 0483

Los implantes POLYTECH Diagon\Gel® 4Two están rellenos de dos geles altamente reticulados, cohesivos y de forma estables: El EasyFit Gel™, un gel blando ubicado en la parte posterior del implante, asegura una suave adaptación a la caja torácica y proporciona un movimiento natural del pecho. El Shapar Gel™, un gel más firme que se encuentra parte anterior y su proyección con forma de cúpula, facilita el posicionamiento del pezón y contribuye al realzamiento del tejido mamario existente.

Diagon\Gel®	Base	PROYECCIÓN	
		Alta H	Extra alta X
4Two AR Base redonda Proyección Anatómica		 31631	 31632
4Two AO Base corta Proyección Anatómica		 31641	 31642

Los implantes Diagon\Gel® 4Two son una gama de productos propios

Implantes mamarios – Sinopsis

POLYtxt®

CE 0483

Los implantes con una superficie POLYtxt® están clasificados como microtexturizados (EN ISO 14607 : 2018). La superficie está diseñada para proporcionar una mayor irregularidad superficial y ofrecer una mejor adherencia del tejido, especialmente en los implantes anatómicos. Los implantes POLYtxt® están rellenos del gel estable EasyFit Gel™. POLYTECH ofrece la superficie POLYtxt® en 4 diferentes bases y proyecciones, tal y como se muestra en el diagrama inferior.

POLYtxt®	Base	PROYECCIÓN			
		Baja L	Moderada M	Alta H	Extra alta X
Même® Base redonda Proyección central		 20724	 20725	 20726	 20727
Replicon® Base redonda Proyección Anatómica		 20734	 20735	 20736	 20737
Opticon® Base corta Proyección Anatómica		 20744	 20745	 20746	 20747
Optimam® Base oblonga Proyección Anatómica			 20775	 20776	 20777

Diagon\Gel®	Base	PROYECCIÓN	
		Alta H	Extra alta X
4Two AR Base redonda Proyección Anatómica		 21631	 21632
4Two AO Base corta Proyección Anatómica		 21641	 21642


Los implantes Diagon\Gel® 4Two son una gama de productos propios

POLYsmooth™

CE 0483

Implantes mamarios con superficie lisa, base redonda y proyección central, rellenos con un gel altamente cohesivo y estable llamado EasyFit Gel™.

POLYsmooth™	Base	PROYECCIÓN			
		Baja L	Moderada M	Alta H	Extra alta X
Même® Base redonda Proyección central		 10724	 10725	 10726	 10727



Même® - Proyección baja					MesmoLS
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15724-110 ¹ *	90	90	26	54	110
15724-125	95	95	27	57	125
15724-150*	100	100	28	60	150
15724-165*	105	105	29	62	165
15724-185*	110	110	29	65	185
15724-215*	115	115	30	68	215
15724-235*	120	120	31	71	235
15724-270*	125	125	32	73	270
15724-295*	130	130	33	76	295
15724-330 ¹ *	135	135	34	79	330
15724-365 ¹ *	140	140	35	82	365

Même® - Proyección moderada					MesmoMS
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15725-105 ¹ *	80	80	31	53	105
15725-120*	85	85	32	56	120
15725-145*	90	90	33	59	145
15725-165*	95	95	35	62	165
15725-195*	100	100	36	65	195
15725-220*	105	105	37	68	220
15725-255*	110	110	38	71	255
15725-285*	115	115	40	74	285
15725-300*	118	118	40	75	300
15725-320*	120	120	41	77	320
15725-360*	125	125	43	80	360
15725-400*	130	130	44	83	400
15725-445*	135	135	45	86	445
15725-495*	140	140	47	89	495
15725-545*	145	145	48	92	545
15725-600*	150	150	49	95	600
15725-660 ¹	155	155	51	98	660

Même® - Medidores

* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.
La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (*)
Ej. N° de pedido 20725-220H

Même® - Proyección alta					MesmoHS
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15726-110 ¹	75	75	36	54	110
15726-125 ¹ *	80	80	37	58	125
15726-155 ¹ *	85	85	39	61	155
15726-180*	90	90	40	64	180
15726-210*	95	95	42	67	210
15726-235*	100	100	44	71	235
15726-255*	103	103	45	72	255
15726-275*	105	105	45	74	275
15726-295*	108	108	46	75	295
15726-315*	110	110	47	77	315
15726-335*	113	113	48	79	335
15726-360*	115	115	49	80	360
15726-400*	120	120	51	83	400
15726-450*	125	125	53	87	450
15726-505*	130	130	55	90	505
15726-560*	135	135	57	93	560
15726-620*	140	140	59	96	620
15726-690	145	145	61	100	690
15726-760 ^{1,2} *	150	150	62	103	760
15726-835 ^{1,2}	155	155	64	106	835

Même® - Proyección extra alta					MesmoXS
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15727-105 ¹ *	70	70	40	55	105
15727-125 ¹	75	75	43	59	125
15727-155 ¹ *	80	80	45	62	155
15727-180 ¹ *	85	85	47	66	180
15727-215 ¹ *	90	90	49	69	215
15727-250*	95	95	51	73	250
15727-285*	100	100	53	77	285
15727-305	103	103	54	78	305
15727-330*	105	105	55	80	330
15727-355*	108	108	56	82	355
15727-380*	110	110	57	84	380
15727-430*	115	115	59	87	430
15727-485*	120	120	61	91	485
15727-545*	125	125	63	94	545
15727-610*	130	130	65	98	610
15727-675	135	135	67	101	675
15727-755 ^{1,2} *	140	140	69	105	755
15727-830 ^{1,2} *	145	145	71	108	830
15727-920 ^{1,2} *	150	150	73	112	920
15727-1010 ^{1,2} *	155	155	75	115	1010




Replicon® - Proyección moderada					MesmoMS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15735-110 ¹	85	85	32	44	110
15735-125 ^{1*}	90	90	33	46	125
15735-150 ^{1*}	95	95	35	48	150
15735-170 ^{1*}	100	100	36	50	170
15735-195 [*]	105	105	37	52	195
15735-220 [*]	110	110	38	55	220
15735-255 [*]	115	115	40	57	255
15735-280 [*]	120	120	41	59	280
15735-320 [*]	125	125	43	61	320
15735-350 [*]	130	130	44	63	350
15735-390 [*]	135	135	45	66	390
15735-435 [*]	140	140	47	68	435
15735-480 [*]	145	145	48	70	480
15735-530 ^{1*}	150	150	49	72	530
15735-580 ^{1*}	155	155	51	74	580

Replicon® - Proyección extra alta					MesmoXS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15737-130 ^{1*}	80	80	45	52	130
15737-160 ^{1*}	85	85	47	55	160
15737-185 ^{1*}	90	90	49	58	185
15737-220 ^{1*}	95	95	51	61	220
15737-255 [*]	100	100	53	63	255
15737-290 [*]	105	105	55	66	290
15737-330 [*]	110	110	57	69	330
15737-380 [*]	115	115	59	72	380
15737-425 [*]	120	120	61	75	425
15737-480 [*]	125	125	63	78	480
15737-535 [*]	130	130	65	80	535
15737-600 [*]	135	135	67	83	600
15737-665 ^{1*}	140	140	69	86	665
15737-730 ²	145	145	71	89	730
15737-810 ²	150	150	73	92	810
15737-890 ²	155	155	75	95	890

Replicon® - Proyección alta					MesmoHS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15736-115 ^{1*}	80	80	37	47	115
15736-130 ^{1*}	85	85	39	49	130
15736-160 ^{1*}	90	90	40	52	160
15736-180 ^{1*}	95	95	42	54	180
15736-210 [*]	100	100	44	57	210
15736-240 [*]	105	105	45	59	240
15736-275 [*]	110	110	47	62	275
15736-315 [*]	115	115	49	64	315
15736-350 [*]	120	120	51	67	350
15736-395 [*]	125	125	53	69	395
15736-445 [*]	130	130	55	72	445
15736-495 [*]	135	135	57	74	495
15736-550 [*]	140	140	59	77	550
15736-605 [*]	145	145	61	79	605
15736-670 ^{1*}	150	150	62	82	670
15736-735 ^{1,2}	155	155	64	84	735

Replicon® - Medidores

* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.
La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (*)
Ej. N° de pedido 20735-280H




Opticon® - Proyección moderada					MesmoMS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15745-125 ¹	95	80	35	45	125
15745-145 ^{1*}	100	84	36	47	145
15745-165*	105	88	37	49	165
15745-185*	110	92	38	51	185
15745-210*	115	97	40	53	210
15745-235*	120	101	41	55	235
15745-265*	125	105	43	57	265
15745-295*	130	109	44	59	295
15745-330*	135	113	45	61	330
15745-365*	140	118	47	63	365
15745-400*	145	122	48	65	400
15745-445 ^{1*}	150	126	49	67	445
15745-490 ¹	155	130	51	69	490

Opticon® - Proyección extra alta					MesmoXS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15747-160 ^{1*}	90	76	49	55	160
15747-185 ¹	95	80	51	58	185
15747-215 ^{1*}	100	84	53	61	215
15747-240 ^{1*}	105	88	55	63	240
15747-280*	110	92	57	66	280
15747-320*	115	97	59	69	320
15747-360*	120	101	61	71	360
15747-400	125	105	63	74	400
15747-450*	130	109	65	77	450
15747-500	135	113	67	79	500
15747-560 ^{1*}	140	118	69	82	560
15747-615 ^{1*}	145	122	71	85	615
15747-680 ^{1*}	150	126	73	87	680
15747-750 ^{1*}	155	130	75	90	750

Opticon® - Proyección alta					MesmoHS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15746-130 ^{1*}	90	76	40	49	130
15746-155 ^{1*}	95	80	42	51	155
15746-175*	100	84	44	54	175
15746-205*	105	88	45	56	205
15746-230*	110	92	47	58	230
15746-265*	115	97	49	61	265
15746-295*	120	101	51	63	295
15746-335*	125	105	53	65	335
15746-375*	130	109	55	68	375
15746-420*	135	113	57	70	420
15746-460*	140	118	59	72	460
15746-510*	145	122	61	75	510
15746-560 ^{1*}	150	126	62	77	560
15746-615 ¹	155	130	64	80	615

Opticon® - Medidores

* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.
La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (*)
Ej. N° de pedido 20745-235H




Optimam® - Proyección moderada					MesmoMS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15775-200 ¹ *	100	116	36	53	200
15775-225 ¹	105	122	37	56	225
15775-260*	110	128	38	58	260
15775-290	115	133	40	60	290
15775-330*	120	139	41	63	330
15775-370	125	145	43	65	370
15775-405 ¹ *	130	151	44	67	405
15775-455 ¹	135	157	45	70	455

Optimam® - Proyección alta					MesmoHS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15776-180 ¹ *	90	104	40	54	180
15776-215 ¹ *	95	110	42	57	215
15776-250*	100	116	44	60	250
15776-280*	105	122	45	62	280
15776-320*	110	128	47	65	320
15776-365*	115	133	49	68	365
15776-415*	120	139	51	70	415
15776-460 ¹ *	125	145	53	73	460

Optimam® - Medidores

* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.
La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (*)
Ej. N° de pedido 20775-260H





Même® - Proyección baja					MLS
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30724-110 ^{1,*}	93	93	28	57	110
30724-125 ¹	98	98	29	60	125
30724-150 ^{1,*}	103	103	30	62	150
30724-165 ^{1,*}	108	108	31	65	165
30724-185 [*]	113	113	31	68	185
30724-215 [*]	118	118	32	71	215
30724-235 [*]	123	123	33	73	235
30724-270 ^{1,*}	128	128	34	76	270
30724-295 ^{1,*}	133	133	35	79	295
30724-330 ^{1,*}	138	138	36	82	330

Même® - Proyección moderada					MMS
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30725-105 ^{1,*}	83	83	33	57	105
30725-120 ^{1,*}	88	88	34	60	120
30725-145 ^{1,*}	93	93	35	63	145
30725-165 ^{1,*}	98	98	37	66	165
30725-195 [*]	103	103	38	69	195
30725-220 [*]	108	108	39	72	220
30725-255 [*]	113	113	40	75	255
30725-285 [*]	118	118	42	78	285
30725-320 [*]	123	123	43	81	320
30725-360 [*]	128	128	45	84	360
30725-400 [*]	133	133	46	87	400
30725-445 [*]	138	138	47	90	445
30725-495 [*]	143	143	49	93	495
30725-545 ^{1,*}	148	148	50	96	545

Même® - Medidores

* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.
La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (*)
Ej. N° de pedido 20725-255H

Même® - Proyección alta					MHS
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30726-110 ¹	78	78	38	58	110
30726-125 ^{1,*}	83	83	39	62	125
30726-155 ^{1,*}	88	88	41	65	155
30726-180 [*]	93	93	42	68	180
30726-210 [*]	98	98	44	71	210
30726-235 [*]	103	103	46	75	235
30726-275 [*]	108	108	47	78	275
30726-315 [*]	113	113	49	81	315
30726-360 [*]	118	118	51	84	360
30726-400 [*]	123	123	53	87	400
30726-450 [*]	128	128	55	91	450
30726-505 [*]	133	133	57	94	505
30726-560 [*]	138	138	59	97	560
30726-620 [*]	143	143	61	100	620
30726-690 ¹	148	148	63	104	690
30726-760 ^{1,2,*}	153	153	64	107	760
30726-835 ^{1,2}	158	158	66	110	835

Même® - Proyección extra alta					MXS
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30727-105 ^{1,*}	73	73	42	59	105
30727-125 ¹	78	78	45	63	125
30727-155 ^{1,*}	83	83	47	66	155
30727-180 ^{1,*}	88	88	49	70	180
30727-215 ^{1,*}	93	93	51	73	215
30727-250 ^{1,*}	98	98	53	77	250
30727-285 [*]	103	103	55	81	285
30727-330 [*]	108	108	57	84	330
30727-380 [*]	113	113	59	88	380
30727-430 [*]	118	118	61	91	430
30727-485 [*]	123	123	63	95	485
30727-545 [*]	128	128	65	98	545
30727-610 [*]	133	133	67	102	610
30727-675	138	138	69	105	675
30727-755 ^{1,2,*}	143	143	71	109	755
30727-830 ^{1,2,*}	148	148	73	112	830
30727-920 ^{1,2,*}	153	153	75	116	920
30727-1010 ^{1,2,*}	158	158	77	119	1010



Replicon® - Proyección baja					MLS
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30734-165*	113	113	31	50	165
30734-185	118	118	32	52	185
30734-210*	123	123	33	54	210
30734-235	128	128	34	56	235
30734-265*	133	133	35	58	265
30734-290*	138	138	36	59	290
30734-320*	143	143	37	61	320


Replicon® - Proyección moderada					MMS
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30735-110 ¹	88	88	34	48	110
30735-125 ^{1,*}	93	93	35	50	125
30735-150*	98	98	37	52	150
30735-170*	103	103	38	54	170
30735-195*	108	108	39	56	195
30735-220*	113	113	40	59	220
30735-255*	118	118	42	61	255
30735-280*	123	123	43	63	280
30735-320*	128	128	45	65	320
30735-350*	133	133	46	67	350
30735-390*	138	138	47	70	390
30735-435*	143	143	49	72	435
30735-480*	148	148	50	74	480
30735-530*	153	153	51	76	530

Replicon® - Proyección alta					MHS
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30736-115 ^{1,*}	83	83	39	51	115
30736-130 ^{1,*}	88	88	41	53	130
30736-160 ^{1,*}	93	93	42	56	160
30736-180*	98	98	44	58	180
30736-210*	103	103	46	61	210
30736-240*	108	108	47	63	240
30736-275*	113	113	49	66	275
30736-315*	118	118	51	68	315
30736-350*	123	123	53	71	350
30736-395*	128	128	55	73	395
30736-445*	133	133	57	76	445
30736-495*	138	138	59	78	495
30736-550*	143	143	61	81	550
30736-605*	148	148	63	83	605
30736-670 ^{1,*}	153	153	64	86	670
30736-735 ^{1,2}	158	158	66	88	735

Replicon® - Proyección extra alta					MXS
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30737-130 ^{1,*}	83	83	47	56	130
30737-160 ^{1,*}	88	88	49	59	160
30737-185 ^{1,*}	93	93	51	62	185
30737-220*	98	98	53	65	220
30737-255*	103	103	55	67	255
30737-290*	108	108	57	70	290
30737-330*	113	113	59	73	330
30737-380*	118	118	61	76	380
30737-425*	123	123	63	79	425
30737-480*	128	128	65	82	480
30737-535*	133	133	67	84	535
30737-600*	138	138	69	87	600
30737-665*	143	143	71	90	665
30737-730 ^{1,2,*}	148	148	73	93	730
30737-810 ^{1,2,*}	153	153	75	96	810
30737-890 ^{1,2}	158	158	77	99	890

Replicon® - Medidores

* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.
La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (*)
Ej. N° de pedido 20735-220H



Opticon® - Proyección baja					MLS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30744-120 ^{1,*}	108	91	31	44	120
30744-140 ^{1,*}	113	95	31	46	140
30744-160 ^{1,*}	118	100	32	48	160
30744-175 ^{1,*}	123	104	33	49	175
30744-200 ^{1,*}	128	108	34	51	200
30744-220 ^{1,*}	133	112	35	53	220
30744-240 ^{1,*}	138	116	36	55	240
30744-270 ^{1,*}	143	121	37	56	270


Opticon® - Proyección moderada					MMS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30745-125 ¹	98	83	37	49	125
30745-145 ^{1,*}	103	87	38	51	145
30745-165 [*]	108	91	39	53	165
30745-185 [*]	113	95	40	55	185
30745-210 [*]	118	100	42	57	210
30745-235 [*]	123	104	43	59	235
30745-265 [*]	128	108	45	61	265
30745-295 [*]	133	112	46	63	295
30745-330 [*]	138	116	47	65	330
30745-365 [*]	143	121	49	67	365
30745-400 [*]	148	125	50	69	400
30745-445 [*]	153	129	51	71	445
30745-490 ¹	158	133	53	73	490

Opticon® - Medidores

* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.
La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (*)
Ej. N° de pedido 20745-235H

Opticon® - Proyección alta					MHS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30746-130 ^{1,*}	93	79	42	53	130
30746-155 ^{1,*}	98	83	44	55	155
30746-175 [*]	103	87	46	58	175
30746-205 [*]	108	91	47	60	205
30746-230 [*]	113	95	49	62	230
30746-265 [*]	118	100	51	65	265
30746-295 [*]	123	104	53	67	295
30746-335 [*]	128	108	55	69	335
30746-375 [*]	133	112	57	72	375
30746-420 [*]	138	116	59	74	420
30746-460 [*]	143	121	61	76	460
30746-510 [*]	148	125	63	79	510
30746-560 [*]	153	129	64	81	560
30746-615	158	133	66	84	615

Opticon® - Proyección extra alta					MXS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30747-160 ^{1,*}	93	79	51	59	160
30747-185 ¹	98	83	53	62	185
30747-215 ^{1,*}	103	87	55	65	215
30747-240 [*]	108	91	57	67	240
30747-280 [*]	113	95	59	70	280
30747-320 [*]	118	100	61	73	320
30747-360 [*]	123	104	63	75	360
30747-400	128	108	65	78	400
30747-450 [*]	133	112	67	81	450
30747-500	138	116	69	83	500
30747-560 [*]	143	121	71	86	560
30747-615 [*]	148	125	73	89	615
30747-680 [*]	153	129	75	91	680
30747-750 ^{1,2,*}	158	133	77	94	750




Optimam® - Proyección moderada					MMS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30775-200 ^{1,*}	103	119	38	57	200
30775-225 ¹	108	125	39	60	225
30775-260 ^{1,*}	113	131	40	62	260
30775-290	118	136	42	64	290
30775-330*	123	142	43	67	330
30775-370	128	148	45	69	370
30775-405 ^{1,*}	133	154	46	71	405

Optimam® - Proyección alta					MHS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30776-180 ^{1,*}	93	107	42	58	180
30776-215 ¹	98	113	44	61	215
30776-250 ^{1,*}	103	119	46	64	250
30776-280*	108	125	47	66	280
30776-320*	113	131	49	69	320
30776-365*	118	136	51	72	365
30776-415*	123	142	53	74	415
30776-460 ^{1,*}	128	148	55	77	460

Optimam® - Proyección extra alta					MXS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30777-220 ^{1,*}	93	107	51	64	220
30777-255 ¹	98	113	53	67	255
30777-290 ^{1,*}	103	119	55	70	290
30777-335 ¹	108	125	57	73	335
30777-385*	113	131	59	76	385
30777-440	118	136	61	79	440
30777-495*	123	142	63	82	495
30777-555 ¹	128	148	65	85	555
30777-620 ^{1,*}	133	154	67	88	620
30777-695 ¹	138	160	69	91	695

Optimam® - Medidores

* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.
La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (*)
Ej. N° de pedido 20775-260H



4Two AR - Proyección alta					
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
31631-195 ¹	104	104	40	79	195
31631-225*	108	108	42	82	225
31631-255*	112	112	44	85	255
31631-285*	116	116	46	89	285
31631-315*	120	120	48	92	315
31631-345*	124	124	50	96	345
31631-400*	128	128	52	99	400
31631-440 ^{1,*}	132	132	54	103	440
31631-480 ¹	136	136	56	106	480

4Two AR - Proyección extra alta					
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
31632-240 ¹	104	104	48	85	240
31632-270 ^{1,*}	108	108	50	89	270
31632-305*	112	112	52	92	305
31632-335*	116	116	54	96	335
31632-365*	120	120	56	99	365
31632-390*	124	124	58	103	390
31632-465	128	128	60	106	465
31632-500 ¹	132	132	62	110	500

Diagon\Gel® 4Two AR - Medidores

* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.
La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (*)
Ej. N° de pedido 31631-285H

Los implantes Diagon\Gel® 4Two son una gama de productos propios




4Two AO - Proyección alta					
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
31641-180 ¹	104	94	40	79	180
31641-205 ^{1,*}	108	98	42	83	205
31641-235*	112	102	44	86	235
31641-260*	116	106	46	90	260
31641-290*	120	110	48	93	290
31641-320*	124	114	50	97	320
31641-360*	128	118	52	100	360

4Two AO - Proyección extra alta					
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
31642-215 ^{1,*}	104	94	48	86	215
31642-245*	108	98	50	90	245
31642-285*	112	102	52	93	285
31642-305*	116	106	54	97	305
31642-335*	120	110	56	100	335
31642-380*	124	114	58	104	380
31642-415	128	118	60	107	415

Diagon\Gel® 4Two AO - Medidores

* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.
La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (*)
Ej. N° de pedido 31641-260H

Los implantes Diagon\Gel® 4Two son una gama de productos propios



Même® - Proyección baja					TLS
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20724-110 ^{1,*}	90	90	26	54	110
20724-125	95	95	27	57	125
20724-150*	100	100	28	60	150
20724-165*	105	105	29	62	165
20724-185*	110	110	29	65	185
20724-215*	115	115	30	68	215
20724-235*	120	120	31	71	235
20724-270*	125	125	32	73	270
20724-295*	130	130	33	76	295
20724-330 ^{1,*}	135	135	34	79	330
20724-365 ^{1,*}	140	140	35	82	365

Même® - Proyección moderada					TMS
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20725-105 ^{1,*}	80	80	31	53	105
20725-120 ^{1,*}	85	85	32	56	120
20725-145 ^{1,*}	90	90	33	59	145
20725-165*	95	95	35	62	165
20725-195*	100	100	36	65	195
20725-220*	105	105	37	68	220
20725-255*	110	110	38	71	255
20725-285*	115	115	40	74	285
20725-320*	120	120	41	77	320
20725-360*	125	125	43	80	360
20725-400*	130	130	44	83	400
20725-445*	135	135	45	86	445

Même® - Proyección alta					THS
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20726-110 ¹	75	75	36	54	110
20726-125 ^{1,*}	80	80	37	58	125
20726-155 ^{1,*}	85	85	39	61	155
20726-180*	90	90	40	64	180
20726-210*	95	95	42	67	210
20726-235*	100	100	44	71	235
20726-275*	105	105	45	74	275
20726-315*	110	110	47	77	315
20726-360*	115	115	49	80	360
20726-400*	120	120	51	83	400
20726-450*	125	125	53	87	450
20726-505*	130	130	55	90	505
20726-560*	135	135	57	93	560
20726-620*	140	140	59	96	620
20726-690	145	145	61	100	690
20726-760 ^{1,2,*}	150	150	62	103	760
20726-835 ^{1,2}	155	155	64	106	835


Même® - Proyección extra alta					TXS
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20727-105 ^{1,*}	70	70	40	55	105
20727-125 ¹	75	75	43	59	125
20727-155 ^{1,*}	80	80	45	62	155
20727-180 ^{1,*}	85	85	47	66	180
20727-215 ^{1,*}	90	90	49	69	215
20727-250 ^{1,*}	95	95	51	73	250
20727-285*	100	100	53	77	285
20727-330*	105	105	55	80	330
20727-380*	110	110	57	84	380
20727-430*	115	115	59	87	430
20727-485*	120	120	61	91	485
20727-545*	125	125	63	94	545
20727-610*	130	130	65	98	610
20727-675	135	135	67	101	675
20727-755 ^{1,2,*}	140	140	69	105	755
20727-830 ^{1,2,*}	145	145	71	108	830
20727-920 ^{1,2,*}	150	150	73	112	920
20727-1010 ^{1,2,*}	155	155	75	115	1010

Même® - Medidores

* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.

La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (*)

Ej. N° de pedido 20725-220H



Replicon® - Proyección baja					TLS
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20734-125*	100	100	28	44	125
20734-150	105	105	29	46	150
20734-165*	110	110	29	48	165
20734-185	115	115	30	50	185
20734-210*	120	120	31	52	210
20734-235	125	125	32	54	235
20734-265 ^{1,*}	130	130	33	56	265
20734-290 ^{1,*}	135	135	34	58	290
20734-320 ^{1,*}	140	140	35	59	320
20734-350 ¹	145	145	35	61	350
20734-390 ^{1,*}	150	150	36	63	390

Replicon® - Proyección alta					THS
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20736-115 ^{1,*}	80	80	37	47	115
20736-130 ^{1,*}	85	85	39	49	130
20736-160 ^{1,*}	90	90	40	52	160
20736-180*	95	95	42	54	180
20736-210*	100	100	44	57	210
20736-240*	105	105	45	59	240
20736-275*	110	110	47	62	275
20736-315*	115	115	49	64	315
20736-350*	120	120	51	67	350
20736-395*	125	125	53	69	395
20736-445*	130	130	55	72	445
20736-495*	135	135	57	74	495
20736-550*	140	140	59	77	550
20736-605*	145	145	61	79	605
20736-670 ^{1,*}	150	150	62	82	670
20736-735 ^{1,2}	155	155	64	84	735

Replicon® - Proyección moderada					TMS
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20735-110 ¹	85	85	32	44	110
20735-125*	90	90	33	46	125
20735-150*	95	95	35	48	150
20735-170*	100	100	36	50	170
20735-195*	105	105	37	52	195
20735-220*	110	110	38	55	220
20735-255*	115	115	40	57	255
20735-280*	120	120	41	59	280
20735-320*	125	125	43	61	320
20735-350*	130	130	44	63	350
20735-390*	135	135	45	66	390
20735-435*	140	140	47	68	435
20735-480 ^{1,*}	145	145	48	70	480
20735-530 ^{1,*}	150	150	49	72	530


Replicon® - Proyección extra alta					TXS
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20737-220*	95	95	51	61	220
20737-255*	100	100	53	63	255
20737-290*	105	105	55	66	290
20737-330*	110	110	57	69	330
20737-380*	115	115	59	72	380
20737-425*	120	120	61	75	425
20737-480*	125	125	63	78	480
20737-535*	130	130	65	80	535
20737-600*	135	135	67	83	600
20737-665*	140	140	69	86	665
20737-730 ^{1,2,*}	145	145	71	89	730
20737-810 ^{1,2,*}	150	150	73	92	810
20737-890 ^{1,2}	155	155	75	95	890

Replicon® - Medidores

* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.

La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (*)

Ej. N° de pedido 20735-220H



Opticon® - Proyección baja					TLS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20744-110 ^{1,*}	100	84	28	41	110
20744-120 ^{1,*}	105	88	29	42	120
20744-140 ^{1,*}	110	92	29	44	140
20744-160 ^{1,*}	115	97	30	46	160
20744-175 [*]	120	101	31	48	175
20744-200 [*]	125	105	32	49	200
20744-220 [*]	130	109	33	51	220
20744-240 [*]	135	113	34	53	240
20744-270 ^{1,*}	140	118	35	55	270
20744-295 ¹	145	122	35	56	295
20744-325 ^{1,*}	150	126	36	58	325
20744-360 ¹	155	130	37	60	360


Opticon® - Proyección alta					THS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20746-130 ^{1,*}	90	76	40	49	130
20746-155 ^{1,*}	95	80	42	51	155
20746-175 ^{1,*}	100	84	44	54	175
20746-205 [*]	105	88	45	56	205
20746-230 [*]	110	92	47	58	230
20746-265 [*]	115	97	49	61	265
20746-295 [*]	120	101	51	63	295
20746-335 [*]	125	105	53	65	335
20746-375 [*]	130	109	55	68	375
20746-420 [*]	135	113	57	70	420
20746-460 [*]	140	118	59	72	460
20746-510 [*]	145	122	61	75	510
20746-560 [*]	150	126	62	77	560
20746-615 ¹	155	130	64	80	615

Opticon® - Proyección moderada					TMS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20745-125 ¹	95	80	35	45	125
20745-145 [*]	100	84	36	47	145
20745-165 [*]	105	88	37	49	165
20745-185 [*]	110	92	38	51	185
20745-210 [*]	115	97	40	53	210
20745-235 [*]	120	101	41	55	235
20745-265 [*]	125	105	43	57	265
20745-295 [*]	130	109	44	59	295
20745-330 [*]	135	113	45	61	330
20745-365 [*]	140	118	47	63	365
20745-400 [*]	145	122	48	65	400
20745-445 [*]	150	126	49	67	445
20745-490	155	130	51	69	490

Opticon® - Proyección extra alta					TXS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20747-160 ^{1,*}	90	76	49	55	160
20747-185 ¹	95	80	51	58	185
20747-215 ^{1,*}	100	84	53	61	215
20747-240 [*]	105	88	55	63	240
20747-280 [*]	110	92	57	66	280
20747-320 [*]	115	97	59	69	320
20747-360 [*]	120	101	61	71	360
20747-400	125	105	63	74	400
20747-450 [*]	130	109	65	77	450
20747-500	135	113	67	79	500
20747-560 [*]	140	118	69	82	560
20747-615 [*]	145	122	71	85	615
20747-680 [*]	150	126	73	87	680
20747-750 ^{1,2,*}	155	130	75	90	750

Opticon® - Medidores

* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.
La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (*)
Ej. N° de pedido 20745-235H




Optimam® - Proyección moderada					TMS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20775-200 ^{1,*}	100	116	36	53	200
20775-225 ¹	105	122	37	56	225
20775-260*	110	128	38	58	260
20775-290	115	133	40	60	290
20775-330*	120	139	41	63	330
20775-370	125	145	43	65	370

Optimam® - Proyección alta					THS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20776-180 ^{1,*}	90	104	40	54	180
20776-215 ¹	95	110	42	57	215
20776-250*	100	116	44	60	250
20776-280*	105	122	45	62	280
20776-320*	110	128	47	65	320
20776-365*	115	133	49	68	365
20776-415*	120	139	51	70	415
20776-460 ^{1,*}	125	145	53	73	460

Optimam® - Proyección extra alta					TXS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
20777-220 ^{1,*}	90	104	49	60	220
20777-255 ¹	95	110	51	63	255
20777-290 ^{1,*}	100	116	53	66	290
20777-335 ¹	105	122	55	69	335
20777-385*	110	128	57	72	385
20777-440	115	133	59	75	440
20777-495*	120	139	61	78	495
20777-555 ¹	125	145	63	81	555
20777-620 ^{1,*}	130	151	65	84	620
20777-695 ¹	135	157	67	87	695

Optimam® - Medidores

* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.
La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (*)
Ej. N° de pedido 20775-260H




4Two AR - Proyección alta					
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
21631-225 ¹ *	108	108	42	82	225
21631-255*	112	112	44	85	255
21631-285*	116	116	46	89	285
21631-315*	120	120	48	92	315
21631-345*	124	124	50	96	345
21631-400*	128	128	52	99	400
21631-440 ¹ *	132	132	54	103	440
21631-480 ¹	136	136	56	106	480

4Two AR - Proyección extra alta					
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
21632-305 ¹ *	112	112	52	92	305
21632-335 ¹ *	116	116	54	96	335
21632-365*	120	120	56	99	365
21632-390*	124	124	58	103	390

Diagon\Gel® 4Two AR - Medidores

* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.
La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (*)
Ej. N° de pedido 21631-285H

Los implantes Diagon\Gel® 4Two son una gama de productos propios




4Two AO - Proyección alta					
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
21641-180 ¹	104	94	40	79	180
21641-205 ¹ *	108	98	42	83	205
21641-235 ¹ *	112	102	44	86	235
21641-260 ¹ *	116	106	46	90	260
21641-290 ¹ *	120	110	48	93	290
21641-320 ¹ *	124	114	50	97	320
21641-360 ¹ *	128	118	52	100	360

4Two AO - Proyección extra alta					
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
21642-215 ¹ *	104	94	48	86	215
21642-245 ¹ *	108	98	50	90	245
21642-285 ¹ *	112	102	52	93	285
21642-305 ¹ *	116	106	54	97	305
21642-335 ¹ *	120	110	56	100	335
21642-380 ¹ *	124	114	58	104	380
21642-415 ¹	128	118	60	107	415

Diagon\Gel® 4Two AO - Medidores

* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.
La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (*)
Ej. N° de pedido 21641-260H

Los implantes Diagon\Gel® 4Two son una gama de productos propios



Même® - Proyección baja					SLS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
10724-110 ^{1,*}	90	90	26	54	110
10724-125 ^{1,*}	95	95	27	57	125
10724-150 ^{1,*}	100	100	28	60	150
10724-165 ^{1,*}	105	105	29	62	165
10724-185 ^{1,*}	110	110	29	65	185
10724-215 ^{1,*}	115	115	30	68	215
10724-235 ^{1,*}	120	120	31	71	235
10724-270 ^{1,*}	125	125	32	73	270
10724-295 ^{1,*}	130	130	33	76	295
10724-330 ^{1,*}	135	135	34	79	330
10724-365 ^{1,*}	140	140	35	82	365

Même® - Proyección moderada					SMS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
10725-105 ^{1,*}	80	80	31	53	105
10725-120 ^{1,*}	85	85	32	56	120
10725-145 ^{1,*}	90	90	33	59	145
10725-165 ^{1,*}	95	95	35	62	165
10725-195 ^{1,*}	100	100	36	65	195
10725-220 ^{1,*}	105	105	37	68	220
10725-255 ^{1,*}	110	110	38	71	255
10725-285 ^{1,*}	115	115	40	74	285
10725-320 ^{1,*}	120	120	41	77	320
10725-360 ^{1,*}	125	125	43	80	360
10725-400 ^{1,*}	130	130	44	83	400
10725-445 ^{1,*}	135	135	45	86	445
10725-495 ^{1,*}	140	140	47	89	495

Même® - Proyección alta					SHS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
10726-125 ^{1,*}	80	80	37	58	125
10726-155 ^{1,*}	85	85	39	61	155
10726-180 ^{1,*}	90	90	40	64	180
10726-210 ^{1,*}	95	95	42	67	210
10726-235 ^{1,*}	100	100	44	71	235
10726-275 ^{1,*}	105	105	45	74	275
10726-315 ^{1,*}	110	110	47	77	315
10726-360 ^{1,*}	115	115	49	80	360
10726-400 ^{1,*}	120	120	51	83	400
10726-450 ^{1,*}	125	125	53	87	450
10726-505 ^{1,*}	130	130	55	90	505
10726-560 ^{1,*}	135	135	57	93	560
10726-620 ^{1,*}	140	140	59	96	620
10726-690 ¹	145	145	61	100	690
10726-760 ^{1,2,*}	150	150	62	103	760
10726-835 ^{1,2}	155	155	64	106	835

Même® - Proyección extra alta					SXS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
10727-105 ^{1,*}	70	70	40	55	105
10727-125 ¹	75	75	43	59	125
10727-155 ^{1,*}	80	80	45	62	155
10727-180 ^{1,*}	85	85	47	66	180
10727-215 ^{1,*}	90	90	49	69	215
10727-250 ^{1,*}	95	95	51	73	250
10727-285 ^{1,*}	100	100	53	77	285
10727-330 ^{1,*}	105	105	55	80	330
10727-380 ^{1,*}	110	110	57	84	380
10727-430 ^{1,*}	115	115	59	87	430
10727-485 ^{1,*}	120	120	61	91	485
10727-545 ^{1,*}	125	125	63	94	545
10727-610 ^{1,*}	130	130	65	98	610
10727-675 ¹	135	135	67	101	675
10727-755 ^{1,2,*}	140	140	69	105	755
10727-830 ^{1,2,*}	145	145	71	108	830
10727-920 ^{1,2,*}	150	150	73	112	920
10727-1010 ^{1,2,*}	155	155	75	115	1010


Même® - Medidores

* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.
La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (*)
Ej. N° de pedido 20725-145H

Manga de inserción para implantes mamarios CC 0483

Paquete con 10 mangas de inserción de polietileno para evitar el contacto directo del implante con la piel y sus bacterias, permite la técnica de implantación "sin roce". 18x37cm, embaladas en envases individuales y esterilizados.

Nº de pedido 72002



INFORMACIÓN IMPORTANTE: CC 0483

Todos los expansores con válvula remota se entregan junto con una válvula larga (diámetro del compartimento aprox. 17mm, diámetro exterior aprox. 34mm).

Se puede solicitar una válvula pequeña por separado (diámetro del compartimento aprox. 11mm, diámetro exterior aprox. 22mm) (ver abajo).

Todos los expansores con válvula magnética integrada se entregan con un localizador magnético. Los localizadores magnéticos adicionales pueden ser solicitados por separado (Nº de pedido 20738-012).

Todas las válvulas integradas están equipadas con un imán permanente.

ADVERTENCIA:
Los expansores con válvula magnética integrada no son aptos para pacientes con marcapasos o pacientes que requieran un examen de resonancia magnética durante el periodo de implantación.

Válvula de Ø 11mm para expansores con válvula remota


Diámetro del compartimento aprox. 11mm, diámetro exterior aprox. 22mm, incl. tubo conector, embalada individualmente, estéril

Nº de pedido 72005

Expansores mamarios SublimeLine® con válvula remota

Même® - POLYtxt®

Nº de pedido	Dimensiones (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
41627-100 ¹	76	76	40	100
41627-200 ¹	96	96	48	200
41627-300	111	111	54	300
41627-400	121	121	58	400
41627-500	131	131	62	500
41627-600 ¹	136	136	64	600
41627-700 ¹	146	146	68	700
41627-800 ¹	151	151	70	800




Expansores mamarios

Expansores mamarios SublimeLine® con válvula magnética integrada

Même® - POLYtxt®


Nº de pedido	Dimensiones (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
40627-200 ¹	96	96	48	200
40627-300	111	111	54	300
40627-400	121	121	58	400
40627-500	131	131	62	500
40627-600 ¹	136	136	64	600
40627-700 ¹	146	146	68	700



Expansores mamarios SublimeLine® con válvula magnética integrada

Replicon® - POLYtxt®


Nº de pedido	Dimensiones (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
40637-200	101	101	50	200
40637-300	116	116	56	300
40637-400	126	126	60	400
40637-500	136	136	64	500
40637-600	146	146	68	600
40637-700	151	151	70	700



Expansores mamarios SublimeLine® con válvula magnética integrada

Opticon® - POLYtxt®


Nº de pedido	Dimensiones (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
40647-200	111	93	54	200
40647-300	126	106	60	300
40647-400	136	114	64	400
40647-500	146	123	68	500
40647-600	156	131	72	600
40647-700	161	135	74	700



Expansores mamarios SublimeLine® con válvula magnética integrada

Optimam® - POLYtxt®

Nº de pedido	Dimensiones (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
40677-200 ¹	101	117	50	200
40677-300 ¹	111	129	54	300
40677-400 ¹	121	140	58	400
40677-500 ¹	131	152	62	500
40677-600 ¹	136	158	64	600
40677-700 ¹	146	169	68	700



Expansores mamarios MeshForce™

Expansores reforzados para una expansión direccional, con válvula integrada e imán permanente

Expansores mamarios MeshForce™ con válvula magnética integrada

Replicon® - POLYtxt®


Nº de pedido	Dimensiones (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
42637-200	101	101	50	200
42637-300	116	116	56	300
42637-400	126	126	60	400
42637-500	136	136	64	500
42637-600	146	146	68	600
42637-700 ¹	151	151	70	700



Expansores mamarios MeshForce™ con válvula magnética integrada

Opticon® - POLYtxt®


Nº de pedido	Dimensiones (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
42647-200 ¹	111	93	54	200
42647-300	126	106	60	300
42647-400	136	114	64	400
42647-500	146	123	68	500
42647-600	156	131	72	600
42647-700 ¹	161	135	74	700



Expansores de tejido


Expansores de tejido semilunares con válvula magnética integrada

Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
50690-200 ¹	95	60	45	70	200
50690-300 ¹	110	70	60	85	300
50690-400 ¹	125	75	65	95	400
50690-700 ¹	150	90	75	115	700




Expansores de tejido semilunares con válvula remota

Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
51690-200	95	60	45	70	200
51690-300	110	70	60	85	300
51690-400	125	75	65	95	400
51690-700	150	90	75	115	700




Expansores de tejido rectangulares con válvula magnética integrada

Nº de pedido	Dimensiones (mm)			Volumen (ml)	
	A	B	C	Min.	Max.
50680-160 ¹	51	38	110	160	200
50680-200 ¹	50	70	60	200	220
50680-250 ¹	59	50	96	250	280
50680-320 ¹	62	47	141	320	400
50680-400 ¹	55	56	136	400	430
50680-500 ¹	69	51	158	500	540
50680-600 ¹	50	70	180	600	650
50680-700 ¹	50	50	280	700	720
50680-800 ¹	87	57	185	800	960



Expansores de tejido rectangulares con válvula remota


Nº de pedido	Dimensiones (mm)			Volumen (ml)	
	A	B	C	Min.	Max.
51680-050 ¹	38	38	38	50	60
51680-100 ¹	46	53	60	100	130
51680-160	51	38	110	160	200
51680-200	50	70	60	200	220
51680-250	59	50	96	250	280
51680-320	62	47	141	320	400
51680-400	55	56	136	400	430
51680-500	69	51	158	500	540
51680-600	50	70	180	600	650
51680-700 ¹	50	50	280	700	720
51680-800 ¹	87	57	185	800	960



Expansores de tejido


Expansores de tejido redondos con válvula magnética integrada

Nº de pedido	Dimensiones (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
50627-200 ¹	96	96	48	200
50627-300 ¹	111	111	54	300
50627-400 ¹	121	121	58	400
50627-500 ¹	131	131	62	500
50627-600 ¹	136	136	64	600



Expansores de tejido redondos con válvula remota

Nº de pedido	Dimensiones (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
51627-200 ¹	96	96	48	200
51627-300 ¹	111	111	54	300
51627-400 ¹	121	121	58	400
51627-500 ¹	131	131	62	500
51627-600 ¹	136	136	64	600
51627-700 ¹	146	146	68	700
51627-800 ¹	151	151	70	800



Implantes o expansores hechos a medida

Implantes o expansores hechos a medida

Si necesita implantes o expansores con especificaciones individuales, podemos fabricarlos bajo previo pedido. Por favor, considere los siguientes puntos cuando planifique un implante hecho a medida.

LO QUE NECESITAMOS DE USTED:

- Una impresión en molde o las dimensiones exactas, así como la forma y el peso del producto requerido
- Especificación de la superficie del producto (MESMO®, Microthane®, POLYtxt®, POLYsmoooth™)
- Especificación del material de relleno (gel de silicona cohesivo o silicona altamente polimerizada)
- Especificación de la consistencia / firmeza del relleno
- Para los expansores: La especificación del tipo de válvula necesaria y el tamaño (válvula magnética integrada o remota Ø 11 o 17mm)

LO QUE USTED OBTIENE DE NOSOTROS:

- Una asistencia calificada durante el proceso de desarrollo del implante o expansor hecho a medida
- Los formularios de pedido con un listado detallado de las especificaciones opcionales del producto
- Bajo pedido: Muestras de implantes existentes para que usted elija la consistencia y rigidez deseadas
- Equipos para moldura gratuitos
- Entrega después de la confirmación del pedido
- Los precios se calculan en función del tiempo y el material
- La calidad del producto se rige por la Directiva de Dispositivos Médicos

QUÉ DEBE TENER EN CUENTA:

- Los implantes > 700ml son considerados hechos a medida. Por lo tanto, no están incluidos en nuestra cartera con la marca C€
- Se fabrican a petición del cliente tras recibir el pedido
- Los implantes hechos a medida no están cubiertos por el programa "Implants of Excellence", a menos que estén listados en el respectivo catálogo de productos
- Únicamente fabricamos implantes hechos a medida de hasta 1,200ml


Previamente recibirá una confirmación del pedido en la que detallamos el precio exacto y la fecha de entrega programada para el implante a medida.

Implantes de contorno corporal

Implantes faciales - Implantes de mentón² C€ 0344

POLYsmoooth™ - Liso
Elastómero de silicona, embalado individualmente, estéril



N° de pedido	Dimensiones (mm)				
	A	B	C	D	E
Diseño anatómico 1					
CH 1-1 ¹	5.8	1.1	0.6	—	9.1
CH 1-2 ¹	5.9	1.2	0.6	—	10.1
CH 1-3 ¹	6.0	1.3	0.8	—	10.9
CH 1-4 ¹	6.2	1.3	0.8	—	11.4
Diseño anatómico 2					
CH 3-1 ¹	5.9	1.3	0.6	—	8.0
CH 3-2 ¹	7.3	1.4	0.6	—	9.4
CH 3-3 ¹	7.5	1.4	0.7	—	12.6
Diseño anatómico 3					
CH 5-1 ¹	5.7	1.3	0.8	—	8.2
CH 5-2 ¹	7.0	1.3	1.1	—	10.2
Diseño anatómico 4					
CH 11-1 ¹	5.4	1.5	0.3	—	6.1
CH 11-2 ¹	5.4	1.5	0.4	—	6.3
CH 11-3 ¹	5.4	1.5	0.5	—	6.0
CH 11-5 ¹	5.4	1.5	0.7	—	6.1



Implantes faciales - Implantes nasales-dorsales² C€ 0344

POLYsmoooth™ - Liso
Elastómero de silicona, embalado individualmente, estéril

N° de pedido	Dimensiones (mm)					
	A	B	C	D	E	
Recto						
N 12-1 ¹	4.9	—	0.8	0.6	0.3	
N 12-7 ¹	4.9	—	0.8	0.54	0.5	
N 12-9 ¹	5.8	—	0.94	0.6	0.56	
Forma de L						
N 5 ¹	❶	5.1	2.1	1.0	0.7	0.4
N 6 ¹	❷	5.2	2.1	0.84	0.65	0.4
N 1 ¹	❸	5.6	2.5	0.8	0.7	0.6



2) Verifique la disponibilidad de estos productos con su distribuidor local.

Implantes de contorno corporal

Implantes faciales - Implantes malares² C€ 0344

POLYsmooth™ - Liso

Elastómero de silicona, embalado por par, estéril



Nº de pedido	Dimensiones (mm)		
	A	B	C

Diseño simétrico

M 6-1 ^{1*}	3.9	2.0	0.3
M 6-2 ^{1*}	4.2	2.2	0.34
M 6-3 ^{1*}	4.2	2.3	0.4

Diseño anatómico

M 5-1 ^{1*}	5.0	2.3	0.38
M 5-2 ^{1*}	5.2	2.8	0.38
M 5-3 ^{1*}	5.5	3.3	0.38
M 5-4 ^{1*}	5.6	3.6	0.38



2) Verifique la disponibilidad de estos productos con su distribuidor local.

Nota:
Los implantes faciales no son fabricados por POLYTECH, sino por un tercero.

Implantes testiculares C€ 0483

POLYsmooth™ - Liso


Embalado individualmente, estéril

Nº de pedido	Dimensiones (mm)		Volumen (ml)
	A	B	

Relleno con gel de silicona

Con aguja guía


10100-005	2.0	2.2	5
10100-012	2.6	3.3	12
10100-021	3.2	4.2	21
10100-027	3.3	4.8	27
10100-036	3.9	5.0	36



Relleno con elastómero de silicona suave

Con tapa reforzada

10101-005	2.0	2.2	5
10101-012	2.6	3.3	12
10101-021	3.2	4.2	21
10101-027	3.3	4.8	27
10101-036 ¹	3.9	5.0	36



Implantes de contorno corporal

Implantes de glúteos C€ 0483

Relleno con gel de silicona, embalado individualmente, estéril

Nº de pedido	Dimensiones (mm)			Vol. (ml)	Posterior
	A	B	C		

POLYsmooth™ ovalado - posterior cóncavo



10300-115 ¹	80	120	27	115	cóncavo
10300-215 ¹	105	142	30	215	cóncavo
10300-290	114	152	33	290	cóncavo
10300-360	125	163	34	360	cóncavo
10300-450 ¹	132	174	38	450	cóncavo

MESMO® ovalado - posterior cóncavo

15300-115 ¹	80	120	27	115	cóncavo
15300-215 ¹	105	142	30	215	cóncavo
15300-290	114	152	33	290	cóncavo
15300-360	125	163	34	360	cóncavo
15300-450 ¹	132	174	38	450	cóncavo

POLYsmooth™ redondo - posterior cóncavo

10301-200	107	107	35	200	cóncavo
10301-250	112	112	41	250	cóncavo
10301-300	118	118	44	300	cóncavo
10301-360	127	127	43	360	cóncavo
10301-500 ¹	141	141	49	500	cóncavo



Nº de pedido	Dimensiones (mm)			Vol. (ml)	Posterior
	A	B	C		

POLYsmooth™ ovalado - posterior plano

10300-240 ¹	90	130	40	240	plano
10300-305	95	139	45	305	plano
10300-365	100	148	48	365	plano
10300-420	109	152	50	420	plano

MESMO® ovalado - posterior plano

15300-240 ¹	90	130	40	240	plano
15300-305	95	139	45	305	plano
15300-365	100	148	48	365	plano
15300-420 ¹	109	152	50	420	plano

POLYsmooth™ redondo - posterior plano

10301-225	107	107	35	225	plano
10301-275	112	112	41	275	plano
10301-340	118	118	44	340	plano
10301-390	128	128	44	390	plano
10301-560	141	141	49	560	plano




Implantes de pantorrilla C € 0483

POLYsmooth™

Relleno con gel de silicona, embalado individualmente, estéril


Nº de pedido	Dimensiones (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
Diseño simétrico (perfil moderado)				
10200-012 ¹	2.1	6.2	1.6	12
10200-030 ¹	3.0	10.2	1.9	30
10200-070	3.3	15.7	2.3	70
10200-090	3.2	19.5	2.5	90
10200-120	3.4	26.8	2.5	120
10200-140 ¹	4.4	26.2	2.5	140
Diseño anatómico (perfil anatómico)				
10201-085	4.7	15.1	2.4	85
10201-140	5.4	19.7	2.5	140
10201-180 ¹	5.8	23.1	2.6	180



Implantes pectorales C € 0483

Relleno con gel de silicona, embalado individualmente, estéril

Nº de pedido	Dimensiones (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
POLYsmooth™				
10500-190L ¹	14.7	10.2	2.4	190
10500-190R ¹	14.7	10.2	2.4	190
10500-230L ¹	16.0	10.7	2.7	230
10500-230R ¹	16.0	10.7	2.7	230
10500-300L ¹	16.9	11.6	2.9	300
10500-300R ¹	16.9	11.6	2.9	300
MESMO®				
15500-190L ¹	14.7	10.2	2.4	190
15500-190R ¹	14.7	10.2	2.4	190
15500-230L ¹	16.0	10.7	2.7	230
15500-230R ¹	16.0	10.7	2.7	230
15500-300L ¹	16.9	11.6	2.9	300
15500-300R ¹	16.9	11.6	2.9	300




L = Izquierdo / R = Derecho

Tratamiento de cicatrices - Gel y hojas de silicona C €

Para el tratamiento de cicatrices hipertróficas, queloides y eritema. Embalado individualmente, no estéril

Nº de pedido	Especificación	Grosor (mm)	Largo x Ancho (mm)
Gel de silicona			
1300-015	Tubo, 15 ml		
Hojas de gel de silicona			
1310-010	Cuadrado	0.9	100 x 100
1320-005	Rectángulo	0.9	200 x 50
1330-002	Rectángulo	0.9	300 x 20
1330-025	Rectángulo	0.9	300 x 250
1370-070	① Disco (areola)	0.9	70 x 70
1370-071 ¹	② Ojo de cerradura (reducción)	0.9	70 x 70 + 35 x 90
1395-340 ¹	③ Ancla (reducción)	0.9	95 x 340



Otros productos

Terapia de compresión - Corsés con copas

Nº de pedido		Medidas por debajo del pecho (cm)	Tamaño
BLANCO	NEGRO		
2110P	2120P	< 84	Petite
2110S	2120S	84 – 89	Small
2110M	2120M	89 – 94	Medium
2110L	2120L	94 – 104	Large
2110XL	2120XL	104 – 114	eXtra Large
2110XXL	2120XXL	114 – 124	XX Large
2110XXXL	2120XXXL	124 – 134	XXX Large



Terapia de compresión - Corsés sin copas

Nº de pedido		Medidas por debajo del pecho (cm)	Tamaño
BLANCO	NEGRO		
2111P	2121P	< 84	Petite
2111S	2121S	84 – 89	Small
2111M	2121M	89 – 94	Medium
2111L	2121L	94 – 104	Large
2111XL	2121XL	104 – 114	eXtra Large
2111XXL	2121XXL	114 – 124	XX Large
2111XXXL	2121XXXL	124 – 134	XXX Large




Otros productos

Terapia de compresión - Venda mamaria Compressa™

Nº de pedido	Longitud (cm)	Tamaño
2221S	85	Small
2221M	90	Medium
2221L	95	Large





Si desea más información sobre POLYTECH y nuestros productos visite nuestro sitio web: www.polytechhealth.com.

En él encontrará información detallada acerca de nuestro programa para implantes mamarios "Implants of Excellence", nuestras superficies de implante MESMO®, Microthane®, POLYtxt® y POLYsmoooth™, así como todo lo relacionado con la serie Diagon\Gel® y nuestro innovador implante ligero B-Lite®. Ponemos a su disposición folletos informativos de calidad, una lista con los próximos eventos, datos de contacto y muchas más novedades de **POLYTECH Health & Aesthetics**.

Quality you can feel

POLYTECH



POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Alzheimer Str. 32 / 64807 Dieburg / Alemania

Tel.: +49 6071 9863 0

Fax: +49 6071 9863 30

E-Mail: info@polytechhealth.com

Web: www.polytechhealth.com

Síguenos en

